

Seating


Standing

Sleeping

Therapy

Instruction for use part 2 of 2

BG Инструкция за употреба, част 2 от 2 – DE Gebrauchsanweisung Teil 2 von 2 – DK Brugsanvisning del 2 af 2 – EE Kasutusjuhendi 2. osa – ES Instrucciones de uso parte 2 de 2 – FR Mode d'emploi partie 2 sur 2 – GR Οδηγίες χρήσης μέρος 2 από 2 – HU Használati útmutató 2/ 2. rész – IT Istruzioni per l'uso, parte 2 di 2 – NL Gebruiksaanwijzing deel 2 van 2 – PL Instrukcja użytkowania, cz. 2 z 2 – PT Instruções - de utilização parte 2 de 2 – SE Bruksanvisning del 2 av 2 – SK Návod na použitie, časť 2 z 2



SUP-01-0*
 SUP-01F
 SUP-01B-0*
 SUP-02-0*
 SUP-02FM
 SUP-02FP
 SUP-02B-0*

02/2022. V 018



EN Read part 1 and part 2 before use – BG Преди употреба прочетете част 1 и част 2 – DE Bitte lesen Sie Teil 1 und 2 vor dem Gebrauch – DK Læs del 1 og del 2 før brug – EE Enne toote kasutamist lugege läbi 1. ja 2. osa – ES Lea las secciones 1 y 2 antes de usar el producto – FR Lire les parties 1 et 2 avant toute utilisation – GR Διαβάστε το μέρος 1 και το μέρος 2 πριν από τη χρήση – HU Használat előtt olvassa el az 1. és 2. részt – IT Prima dell'uso leggere parte 1 e la parte 2 – NL Lees voor gebruik deel 1 en 2 – PL Przed użyciem produktu należy przeczytać części 1 i 2 instrukcji – PT Leia a parte 1 e 2 antes de utilizar – SE Läs del 1 och del 2 före användning – SK Pred použitím si prečítajte časť 1 a časť 2





EN Carers and home users
BG Полагачи грижи лица и домашни потребители
DE Pflegepersonal und häusliche Pflege
DK Omsorgspersoner og hjemmebrugere
EE Hooldajad ja kodukasutajad
ES Proveedores de cuidados y usuarios
FR Aidants et utilisateurs à domicile
GR Φροντιστές και οικιακοί χρήστες
HU Gondozók és otthoni felhasználók
IT Assistenti e utenti domestici
NL Zorgverleners en thuisgebruikers
PL Opiekunowie i użytkownicy domowi
PT Auxiliares e utilizadores domésticos
SE Vårdare och brukare i hemmet
SK Opatrovatelia a domáci používatelia



EN Re-issue and stores
BG Повторно пускане на пазара и магазини
DE Wiedereinsatz und Händler
DK Istandsæt udstyr og butikker
EE Taasväljastamine ja poed
ES Reemisión de productos y tiendas
FR Rééditions et magasins
GR Εκ νέου χορήγηση και καταστήματα
HU Újraforgalmazás és boltok
IT Riassegnazione e rivenditori
NL Gebruikt en nieuw
PL Punkty wydawania i sklepy
PT Reedição e lojas
SE Återutfärdande och butiker
SK Opätovné vydanie a obchody



EN Professional and technical users
BG Професионалисти и технически запознати потребители
DE Professionelle und technische Anwender
DK Professionelle og tekniske brugere
EE Kutselised kasutajad ja tehnikud
ES Usuarios profesionales y técnicos
FR Utilisateurs professionnels et techniques
GR Επαγγελματικοί και τεχνικοί χρήστες
HU Szakmai és műszaki felhasználók
IT Utenti professionali e tecnici
NL Professionele en technische gebruikers
PL Użytkownicy profesjonalni i techniczni
PT Utilizadores profissionais e técnicos
SE Professionella och tekniska brukare
SK Odborní a technickí používatelia

Product Labels - Етикети на продукти - Produktaufkleber - Produktmærkater - Toote märgised - Etiquetas de productos - Étiquettes du produit - Ετικέτες προϊόντων - Termék címke - Etichette del prodotto - Productetiketten - Etykiety na produkcie - Etiquetas do produto - Productetiketter - Štítky výrobku

EN Each Jenx product has a number of pictorial safety labels attached, please refer to the explanations (following pages).

BG Към всеки продукт на Jenx са прикрепени няколко графични етикета за безопасност, моля, вижте поясненията по-долу.

DE Auf allen Produkten von Jenx befinden sich eine Reihe von Sicherheitsaufklebern mit Symbolen, die im Folgenden erläutert werden.

DK Hvert Jenx-produkt er forsynet med en række grafiske sikkerhedsmærkater. Se forklaringerne nedenfor.

EE Igale Jenxi tootele on kinnitatud mitu ohutusalast piltmärgist, mille tähendused on selgitatud allpool.

ES Cada producto Jenx tiene un número de etiquetas de seguridad pictóricas adjuntas; consulte las explicaciones a continuación.

FR Tous les produits Jenx arborent différents étiquettes de sécurité illustrées ci-dessous. Veuillez vous reporter aux explications suivantes.

GR Κάθε προϊόν της Jenx φέρει έναν αριθμό εικονογραφημένων ετικετών ασφαλείας, ανατρέξτε στις παρακάτω επεξηγήσεις.

HU Minden Jenx termékhez a biztonsági előírások képi formában van csatolva, a magyarázatokat lejjebb találhatja meg.

IT A tutti i prodotti Jenx sono applicate varie etichette grafiche relative alla sicurezza; fare riferimento alle spiegazioni seguenti.

NL Op elk Jenx product zijn een aantal veiligheids pictogrammen bevestigd, zie de uitleg hieronder.

PL Do każdego produktu Jenx przymocowano szereg obrazkowych etykiet bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z ich objaśnieniami poniżej.

PT Cada produto da Jenx inclui várias etiquetas de segurança pictóricas, consulte as explicações abaixo.

SE Varje Jenx-produkt har ett antal bifogade bildetiketter, se förklaringarna nedan.

SK Ku každému výrobku spoločnosti Jenx je priložených niekoľko obrázkových bezpečnostných štítkov, nižšie nájdete vysvetlivky.

Label	Description	Description
	EN Attention / Warning BG Внимание/Предупреждение DE Achtung / Warnung DK Bærmærk/Advarsel EE Tähelepanu/hoiatus ES Atención / Advertencia FR Attention / Avertissement GR Προσοχή / Προειδοποίηση	HU Figyelem/Figyelmeztetés IT Attenzione / Avvertenza NL Attentie/Waarschuwing PL Uwaga/ostrzeżenie PT Atenção / Aviso SE Obs!/Varning SK Upozornenie/Varovanie
	EN Please read Instruction for Use BG Моля, прочетете инструкцията за употреба DE Bitte die Bedienungsanleitung lesen DK Læs brugsanvisningen EE Lugege läbi kasutusjuhend ES Lea las instrucciones de uso FR Lire le mode d'emploi GR Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης	HU Olvassa el a használati útmutatót IT Leggere le istruzioni per l'uso NL Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing PL Należy przeczytać instrukcję obsługi PT Leia as instruções de utilização SE Läs bruksanvisningen SK Prečítajte si návod na použitie
	EN Only for indoor use BG Само за употреба на закрито DE Nur für die Verwendung im Innenbereich DK Kun til indendørs brug EE Kasutamiseks ainult siseruumis ES Sólo para uso en interiores FR Destiné à un usage intérieur uniquement GR Μόνο για εσωτερική χρήση	HU Kizárólag beltéri használatra IT Da utilizzare solo in ambienti interni NL Uitsluitend voor gebruik binnenshuis PL Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń PT Apenas para utilização em interiores SE Endast för inomhusbruk SK Určené len na používanie v interiéroch
	EN Always fasten and adjust positioning straps and belts to suit the child. Adjust to suit changes in clothing. Allow one fingers width between the belt and the child BG Винаги закопчавайте и регулирайте позициониращите ремъци и колани, така че да са подходящи за детето. Регулирайте според промените в облеклото. Оставете един пръст разстояние между колана и детето. DE Positionierungsurte stets anlegen und passend für das Kind einstellen. An Kleidungswechsel anpassen. Einen Finger breit zwischen dem Gurt und dem Kind lassen. DK Fastgør og justér altid positioneringsremme og -bælter, så de passer til barnet. Justér, så de passer til forskelligt tøj. Sørg for, at der er én fingers bredde mellem bæltet og barnet. EE Kinnitage ja reguleerige asendit fikseerivad rihtad nii, et need oleksid lapsele sobivad. Arvestage reguleerimisel rõivaid. Jätke rihma ja lapse keha vahele sõrmejagu ruumi. ES Siempre abroche y ajuste las correas y los cinturones de seguridad para adaptarse al niño. Ajuste para adaptarse a los cambios de ropa. Deje un ancho de un dedo entre el cinturón y el niño. FR Toujours attacher et ajuster les sangles de positionnement et les ceintures en fonction de l'enfant. Ajuster en fonction des vêtements portés. Laisser l'épaisseur d'un doigt entre la ceinture et le corps. GR Οι ιμάντες και οι ζώνες τοποθέτησης πρέπει να δένονται και να ρυθμίζονται πάντοτε ανάλογα με το παιδί. Να ρυθμίζονται ώστε να ταιριάζουν με τις αλλαγές στα ρούχα. Αφήστε λίγο χώρο (ένα δάχτυλο) μεταξύ της ζώνης και του παιδιού.	HU A rögzítő övekét és szíjakat mindig a gyermekhez igazítsa. Igazítsa hozzá ruhacserekor. Hagyjon 1 ujjnyi rést a gyermek és a biztonsági öv között. IT Allacciare e regolare sempre le cinghie e le cinture per il posizionamento adattandole al bambino. Regolarle per adattarle ai diversi tipi di abbigliamento. Fra la cintura e il corpo del bambino deve poter scorrere liberamente un dito NL De positioneringsriemen en gordels moeten altijd worden vastgemaakt en aan het kind worden aangepast. Aanpassen bij verandering van kleding. Laat één vingerbreedte ruimte tussen de gordel en het kind. PL Pasy i pasy pozycjonujące należy zawsze regulować pod kątem dziecka i zapinać. Należy je regulować stosownie do zmian w ubraniu. Pomiędzy pasem a ciałem dziecka powinny być prześwit o szerokości palca. PT Aperte e ajuste sempre as correias e cintos de posicionamento em função da criança. Ajuste em função das mudas de roupa. Deixe sempre uma folga de um dedo entre o cinto e a criança. SE Fäst och justera alltid positioneringsbälten och remmar så att de passar barnet. Anpassa efter förändringar i klädsel. Det ska gå att stoppa in ett finger mellan remmen och barnet. SK Polohovacie popruhy a pásy vždy zapnite a upravte tak, aby vyhovovali dieťaťu. Prispôsobte sa zmenám v oblečení. Medzi pásom a dieťaťom nechajte medzeru na jeden prst.

Label	Description	Description
	EN Do not leave child unattended BG Не оставяйте детето без надзор DE Das Kind nicht unbeaufsichtigt lassen DK Efterlad ikke børn uden opsyn EE Ärge jätke last järevalveta ES No deje al niño desatendido FR Ne pas laisser l'enfant sans surveillance GR Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη	HU Ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül IT Non lasciare il bambino incustodito NL Laat het kind niet zonder toezicht achter PL Nie zostawiać dziecka bez nadzoru PT Não deixe uma criança sem supervisão SE Lämna inte barnet obevakat SK Deti nenechávajte bez dozoru
	EN DO NOT USE as a mobility device. Never use product on rough ground or uneven surface BG НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ продукта като устройство за придвижване. Никога не използвайте продукта върху грапава или неравна повърхност DE NICHT als Mobilitätshilfe verwenden. Produkt keinesfalls auf unwegsamem oder unebenem Untergrund verwenden DK BRUG IKKE produktet som et mobilitetshjælpermiddel. Brug aldrig produktet på ujævnt underlag EE ÄRGE KASUTAGE liikumisvahendina. Ärge kasutage toodet kunagi konarlikul või ebatasasel pinnal ES NO UTILICE este producto como dispositivo de movilidad. Nunca utilice el producto en un terreno accidentado o en una superficie irregular FR NE PAS UTILISER comme un dispositif de mobilité. Ne jamais utiliser le dispositif sur un sol accidenté ou une surface inégale GR ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ως συσκευή μετακίνησης. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ανώμαλο έδαφος ή ανώμαλη επιφάνεια	HU NE HASZNÁLJA mozgást támogató eszközként. Ne használja durva, vagy egyenetlen felületen IT DA NON USARE come dispositivo per la mobilità. Non usare mai questo prodotto su un terreno sconnesso o su superfici non uniformi NL NIET GEBRUIKEN als mobiliteitshulpmiddel. Het product nooit op een ruwe ondergrond of een ongelijk oppervlak gebruiken PL NIE UŻYWAĆ jako urządzenia do przemieszczania się. Nigdy nie używać produktu na nierównym podłożu ani nierównej powierzchni PT NÃO UTILIZE como dispositivo de mobilidade. Nunca utilize o produto em terreno acidentado ou superfícies desniveladas SE ANVÄND INTE som en mobil enhet. Använd aldrig produkten på grov eller ojämn mark SK NEPOUŽÍVAJTE ako pohyblivú pomôcku. Výrobok nikdy nepoužívajte na drsnom alebo nerovnom povrchu
	EN User Weight Limit (changes per model and size) BG Ограничение на теглото на потребителя (променя се според модела и размера) DE Max. Körpergewicht des Benutzers (ändert sich je nach Modell und Größe) DK Grænse for brugervægt (varierer efter model og størrelse) EE Kasutaja kaalule seatud piirmäär (sõltub mudelist ja mõõtmetest) ES Límite de peso del usuario (cambia por modelo y tamaño) FR Limite de poids de l'utilisateur (varie en fonction du modèle et de la taille)	GR Όριο βάρους χρήστη (αλλάζει ανά μοντέλο και μέγεθος) HU Felhasználói súlyhatár (típus és méret szerint változik) IT Portata massima (dipende dal modello e dalle misure) NL Limiet gebruikersgewicht (verschilt per uitvoering en maat) PL Limit wagi użytkownika (zależy od modelu i rozmiaru) PT Limite de peso do utilizador (alterações por modelo e tamanho) SE Gräns för brukarvikt (ändringar per modell och storlek) SK Hmotnostný limit používateľa (zmeny podľa modelu a veľkosti)
	EN Conforms to CE Marking Regulations Medical Devices Regulation (MDR) (EU) 2017/745 BG Съответства на изискванията за маркировка „CE“ на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия (ПМИ) DE Mit den CE-Kennzeichnungsvorschriften der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 (MDR) konform DK I overensstemmelse med CE-mærkningen i henhold til EU-forordningerne om medicinsk udstyr (MDR) (EU) 2017/745 EE Toode vastab meditsiiniseadmeid käsitlevas määrules (EL) 2017/745 toodud CE-vastavusmäärise nõuetele ES Cumple con las regulaciones de la marca de la CE Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) (UE) 2017/745 FR Conforme au règlement relatif au marquage CE et au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux	GR Συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Σήμανσης CE για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR) (ΕΕ) 2017/745 HU Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó CE szabályozásnak (MDR) (EU) 2017/745 IT Marchio di conformità al Regolamento per la marcatura CE del Regolamento dispositivi medici (MDR) (UE) 2017/745 NL Voldoet aan de CE-markeringsvoorschriften van de Verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) (EU) 2017/745 PL Produkt zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania CE i rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych 2017/745/UE PT Em conformidade com Regulamentos Dispositivo Médico Regulamento com Marca CE (MDR) (UE) 2017/745 SE Uppfyller CE-märkningsföreskrifter för medicinteknisk utrustning (MDR) (EU) 2017/745 SK Vyhovuje označovaniu CE nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR) (EÚ) 2017/745

Label	Description	Description
UK CA	EN Conforms to UKCA Marking Regulations	GR Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς UKCA
	BG Съответства на наредбите за маркировката „UKCA“	HU Összhangban van az Egyesült Királyság megfeleléségi értékelésével (UKCA)
	DE Mit den UKCA-Kennzeichnungsvorschriften konform	IT Marchio di conformità al Regolamento di marcatura UKCA
	DK Overholder UKCA-mærkningsbestemmelser	NL Voldoet aan de UKCA Markeringsvoorschriften
	EE Vastab UKCA märgistamisnõuetele	PL Produkt zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania UKCA
	ES Cumple con las regulaciones de la marca de las Evaluaciones de Conformidad del Reino Unido (UKCA)	PT Em conformidade com os Regulamentos de Marca UKCA
	FR Conforme au règlement relatif au marquage UKCA	SE Överensstämmer med UKCA-märkningsföreskrifter
		SK Vyhovuje predpisom o označovaní podľa britskej zhody UKCA


Minimum Safe Configuration





BG Минимална безопасна конфигурация
 DE Mindestsicherheitskonfiguration
 DK Mindstekrav til sikker konfiguration
 EE Minimaalne ohutu konfiguratsioon
 ES Configuración de seguridad mínima

FR Configuration minimale de sécurité
 GR Ελάχιστη Ασφαλής Διαμόρφωση
 HU Minimális biztonsági beállítás
 IT Configurazione minima di sicurezza
 NL Minimum veiligheidsconfiguratie

PL Minimalna bezpieczna konfiguracja
 PT Configuração de segurança básica
 SE Säker minimikonfiguration
 SK Minimálna bezpečná konfigurácia



+

 x 2 MB06-0*/ MB07-0* MB21-0*/ MB22-0* 	 SB10-0*/ SB11-0*/ SB22-0*	 S16/ S2
---	--	---


Minimum Safe Configuration







BG Минимална безопасна конфигурация
DE Mindestsicherheitskonfiguration
DK Mindstekrav til sikker konfiguration
EE Minimaalne ohutu konfiguratsioon
ES Configuración de seguridad mínima

FR Configuration minimale de sécurité
GR Ελάχιστη Ασφαλής Διαμόρφωση
HU Minimális biztonsági beállítás
IT Configurazione minima di sicurezza
NL Minimum veiligheidsconfiguratie

PL Minimalna bezpieczna konfiguracja
PT Configuração de segurança básica
SE Säker minimikonfiguration
SK Minimálna bezpečná konfigurácia








 x 2 MB06-0*/ MB07-0*/ SB36-0*/ SB37-0*  MB21-0*/ MB22-0* 	 SB10-0*/ SB11-0*/ SB22-0*/ SB38-0*/ SB39-0*/ SB41-0*/ SB42-0*	 S16/ S2/ S3
--	---	---

Specification

BG Спецификация
DE Spezifikation
DK Specifikation
EE Tehnilised andmed
ES Especificaciones

FR Spécifications
GR Προδιαγραφή
HU Specifikáció
IT Dati tecnici
NL Specificaties

PL Parametry techniczne
PT Especificações
SE Specifikation
SK Špecifikácia

	SUP-01-0* 	SUP-02-0* 
	9 months - 4 years	3 - 11 years
	575 x 660 mm	650 x 995 mm
	10° - 90°	10° - 90°
	25 Kg	50 Kg
	1060 mm	1460 mm
	500 - 1070 mm	900 - 1470 mm
	130 - 310 mm	130 - 310 mm
	130 - 310 mm	130 - 310 mm


Castors



BG Колелца
DE Lenkräder
DK Svinghjul
EE Rattad
ES Ruedas

FR Roulettes
GR Τροχίσκοι
HU Górgók
IT Rotelle orientabili
NL Zwenkwielen

PL Kółka samonastawne
PT Rodízios
SE Länkhjul
SK Kolieska





Modular Back

BG Гръб на модула
DE Modularer Rücken
DK Modulopbygget ryglæn
EE Moodulsejajugi
ES Secciones traseras modulares

FR Dossier modulaire
GR Αρθρωτή Πλάτη
HU Moduláris háttámla
IT Schienale modulare
NL Modulaire rug

PL Modułowe oparcie
PT Seções traseiras modulares
SE Modulär rygg
SK Modulárna zadná časť






Modular Back



BG Гръб на модула
DE Modularer Rücken
DK Modulopbygget ryglæn
EE Moodulsejatugi
ES Secciones traseras modulares

FR Dossier modulaire
GR Αρθρωτή Πλάτη
HU Moduláris háttámla
IT Schienale modulare
NL Modulaire rug

PL Modułowe oparcie
PT Seções traseiras modulares
SE Modulär rygg
SK Modulárna zadná časť



Support Pads

BG Опорни подложки
DE Stützpolster
DK Støttepuder
EE Tugipadjad
ES Almohadillas de soporte



FR Coussinets de support
GR Μαξιλάρια Στήριξης
HU Támasztó párna
IT Imbottiture di sostegno
NL Steunkussens

PL Podpórki
PT Almofadas de apoio
SE Stöddynor
SK Podporné podložky



MB06-0*

MB07-0*



Knee Straps








BG Ремъци за колене
DE Kniegurte
DK Knæremme
EE Põlverihmad
ES Correas de rodilla

FR Genouillères
GR Μαξιλάρια Γόνατος
HU Térdővek
IT Cinturini per le ginocchia
NL Kniebanden

PL Pasy na kolana
PT Correas para os joelhos
SE Knäremmar
SK Kolenné popruhy

SB10-0*

SB11-0*











Safety Straps



BG Предпазни колани
DE Sicherheitsgurte
DK Sikkerhedsremme
EE Turvarihamad
ES Correas de seguridad

FR Sangles de sécurité
GR Ιμάντες Ασφαλείας
HU Biztonsági öv
IT Cinture di sicurezza
NL Veiligheidsriemen

PL Pasy bezpieczeństwa
PT Cintas de segurança
SE S kerhetsremmar
SK Bezpe nostn  popruhy







Angle Adjustment Supine 1



BG Регулиране на ъгъла - Supine 1
DE Winkeleinstellung - Supine 1
DK Justering af vinkel - Supine 1
EE Nurga reguleerimine - Supine 1
ES Ajuste del ángulo - Supine 1

FR Réglage de l'inclinaison - Supine 1
GR Ρύθμιση Γωνίας - Supine 1
HU Szög módosítás - Supine 1
IT Regolazione inclinazione - Supine 1
NL Aanpassing hoek - Supine 1

PL Regulacja kąta - Supine 1
PT Ajuste do ângulo - Supine 1
SE Vinkeljustering - Supine 1
SK Nastavenie uhla - Supine 1






Manual Adjustment Supine 1



BG Ръчно регулиране - Supine 1
DE Manuelle Einstellung - Supine 1
DK Manuel justering - Supine 1
EE Käsitsi reguleerimine - Supine 1
ES Ajuste manual - Supine 1

FR Réglage manuel - Supine 1
GR Χειροκίνητη Ρύθμιση Supine 1
HU Kézi módosítás - Supine 1
IT Regolazione manuale - Supine 1
NL Handmatige afstelling - Supine 1

PL Ręczna regulacja - Supine 1
PT Ajuste manual - Supine 1
SE Manuell justering - Supine 1
SK Ručné nastavenie - Supine 1



Battery





SUP-02-0*

BG Батерия
DE Batterie
DK Batteri
EE Aku
ES Batería

FR Batterie
GR Μπαταρία
HU Elemek
IT Batteria
NL Accu

PL Bateria
PT Bateria
SE Batteri
SK Batéria





Angle Adjustment Supine 2



BG Регулиране на ъгъла - Supine 2
DE Winkeleinstellung - Supine 2
DK Justering af vinkel - Supine 2
EE Nurga reguleerimine - Supine 2
ES Ajuste del ángulo - Supine 2

FR Réglage de l'inclinaison - Supine 2
GR Ρύθμιση Γωνίας - Supine 2
HU Szög módosítása - Supine 2
IT Regolazione inclinazione - Supine 2
NL Aanpassing hoek - Supine 2

PL Regulacja kąta - Supine 2
PT Ajuste do ângulo - Supine 2
SE Vinkeljustering - Supine 2
SK Nastavenie uhla - Supine 2





Manual Adjustment Supine 2



BG Ръчно регулиране - Supine 2
DE Manuelle Verstellung - Supine 2
DK Manuel justering - Supine 2
EE Käsitsi reguleerimine - Supine 2
ES Ajuste manual - Supine 2

FR Réglage manuel - Supine 2
GR Χειροκίνητη Ρύθμιση - Supine 2
HU Kézi beállítás - Supine 2
IT Regolazione manuale - Supine 2
NL Handmatige aanpassing - Supine 2

PL Ręczna regulacja - Supine 2
PT Ajuste manual - Supine 2
SE Manuell justering - Supine 2
SK Manuálne nastavenie - Supine 2








Manual Adjustment Supine 2



BG Ръчно регулиране - Supine 2
DE Manuelle Verstellung - Supine 2
DK Manuel justering - Supine 2
EE Käsitsi reguleerimine - Supine 2
ES Ajuste manual - Supine 2

FR Réglage manuel - Supine 2
GR Χειροκίνητη Ρύθμιση - Supine 2
HU Kézi beállítás - Supine 2
IT Regolazione manuale - Supine 2
NL Handmatige aanpassing - Supine 2

PL Ręczna regulacja - Supine 2
PT Ajuste manual - Supine 2
SE Manuell justering - Supine 2
SK Manuálne nastavenie - Supine 2






Manual Adjustment Supine 2



BG Ръчно регулиране - Supine 2
DE Manuelle Verstellung - Supine 2
DK Manuel justering - Supine 2
EE Käsitsi reguleerimine - Supine 2
ES Ajuste manual - Supine 2

FR Réglage manuel - Supine 2
GR Χειροκίνητη Ρύθμιση - Supine 2
HU Kézi beállítás - Supine 2
IT Regolazione manuale - Supine 2
NL Handmatige aanpassing - Supine 2

PL Ręczna regulacja - Supine 2
PT Ajuste manual - Supine 2
SE Manuell justering - Supine 2
SK Manuálne nastavenie - Supine 2



Footplate Angle Supine 1 & 2



BG Ъгъл на стъпалото - Supine 1 и 2

DE Fußbrettwinkel - Supine 1 und 2

DK Fodpladevinkel - Supine 1 og 2

EE Jalatoe nurk - Supine 1 ja 2

ES Ángulo del reposapiés - Supine 1 y 2

FR Angle d'inclinaison du repose-pieds -
Supine 1 et 2

GR Γωνία Υποποδιών Supine 1 και 2

HU Lábtartó szöge - Supine 1 és 2

IT Inclinazione pedana - Supine 1 e 2





NL Hoek voetenplaat - Supine 1 en 2

PL Regulacja kąta podpórki - Supine 1 i 2

PT Ângulo das placas para os pés - Supine
1 e 2

SE Fotplatta vinkel - Supine 1 och 2

SK Uhol stúpadla - Supine 1 a 2



Sandals

BG Сандали
DE Sandalen
DK Sandaler
EE Sandaalid
ES Sandalias




FR Sandales
GR Σανδάλια
HU Szandál
IT Sandali
NL Sandalen

PL Sandaly
PT Sandálias
SE Sandaler
SK Sandále



S16

S2






Sandals



BG Сандали
DE Sandalen
DK Sandaler
EE Sandaalid
ES Sandalias

FR Sandales
GR Σανδάλια
HU Szandál
IT Sandali
NL Sandalen

PL Sandaly
PT Sandálias
SE Sandaler
SK Sandále



Notes

BG Бележки

DE Notizen

DK Bemærkninger

EE Märkused

ES Notas

FR Remarques

GR Σημειώσεις

HU Jegyzetek

IT Note

NL Opmerkingen

PL Uwagi

PT Notas

SE Anteckningar

SK Poznámky

Notes

BG Бележки

DE Notizen

DK Bemærkninger

EE Märkused

ES Notas

FR Remarques

GR Σημειώσεις

HU Jegyzetek

IT Note

NL Opmerkingen

PL Uwagi

PT Notas

SE Anteckningar

SK Poznámky

Notes

BG Бележки

DE Notizen

DK Bemærkninger

EE Märkused

ES Notas

FR Remarques

GR Σημειώσεις

HU Jegyzetek

IT Note

NL Opmerkingen

PL Uwagi

PT Notas

SE Anteckningar

SK Poznámky

