




## Power Recline Adapter Mount Installation Guide




**CAUTION:** This is not crash certified and therefore it is not to be used for transportation uses.

*This is a supplementary installation guide, for full information and warnings refer to Back Support User Manual provided with your Standing Powerchair Adapter Mount.*


**1a.** Installation to Quantum TRU-Balance 3 (TB3):  
Attach Mount to Quantum TB3 back plate using M6 x 16mm countersink screws and 5mm spacers provided in the fastener kit. Use a 4mm hex key to firmly tighten the screws.



**1b.** Installation to Sedeo Pro:  
Attach Mount to J3 Fixed Back Adapter Pro using M6 x 16mm countersink screws and 5mm spacers provided in the fastener kit. Use a 4mm hex key to firmly tighten the screws.



**2.** Attach Back Support to Mount using M6 x 12mm button screws and M6 washers provided in the fastener kit. Use a 4mm hex key to tighten the screws.



## Español

Instrucciones de montaje:

- 1a.** Quantum TRU-Balance 3 (TB3): Fije el soporte a la placa posterior del Quantum TB3 con los tornillos avellanados M6 x 16 mm y los espaciadores 5 mm incluidos en el kit de fijación. Use una llave hexagonal de 4 mm para apretar firmemente los tornillos.
- 1b.** Sedeo Pro: Fije el soporte al adaptador trasero fijo J3 Pro usando tornillos avellanados M6 x 16 mm y espaciadores 5 mm incluidos en el kit de sujetadores. Use una llave hexagonal de 4 mm para apretar firmemente los tornillos.
- 2.** Fije el soporte trasero al soporte usando los tornillos de botón M6 x 12 mm y las arandelas M6 provistas en el kit de sujetadores. Utilice una llave hexagonal de 4 mm para apretar los tornillos. Esta es una guía de instalación complementaria, para obtener información completa y advertencias, consulte el Manual del usuario del soporte para la espalda que se proporciona con el soporte del adaptador para silla eléctrica de pie. **PRECAUCIÓN:** Esto no tiene certificación de choque y, por lo tanto, no debe usarse para transporte.

## Italiana

Istruzioni di montaggio:

- 1a.** Quantum TRU-Balance 3 (TB3): Fissare il supporto alla piastra posteriore del Quantum TB3 utilizzando viti svasate M6 x 16 mm e distanziatori 5 mm forniti nel kit di fissaggio. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm per serrare saldamente le viti.
- 1b.** Sedeo Pro: fissare il supporto all'adattatore posteriore fisso J3 Pro utilizzando viti svasate M6 x 16 mm e distanziali 5 mm forniti nel kit di fissaggio. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm per serrare saldamente le viti.
- 2.** Fissare lo schienale al supporto utilizzando viti a bottone M6 x 12 mm e rondelle M6 fornite nel kit di fissaggio. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm per serrare le viti. Questa è una guida all'installazione supplementare, per informazioni e avvertenze complete, fare riferimento al Manuale dell'utente del supporto per la schiena fornito con il supporto adattatore per carrozzina in piedi. **ATTENZIONE:** Questo non è certificato per crash e quindi non deve essere utilizzato per usi di trasporto.

## Polski

Instrukcje składania:

- 1a.** Quantum TRU-Balance 3 (TB3): Przymocuj uchwyt do tylnej płyty Quantum TB3 za pomocą wkrętów z łbem stożkowym M6 x 16 mm i przekładek dystansowych 5 mm dostarczonych w zestawie mocującym. Użyj klucza imbusowego 4 mm, aby mocno dokręcić śruby.
- 1b.** Sedeo Pro: Przymocuj uchwyt do stałego tylnego adaptera J3 Pro za pomocą wkrętów z łbem stożkowym M6 x 16 mm i podkładek dystansowych 5 mm znajdujących się w zestawie elementów mocujących. Użyj klucza imbusowego 4 mm, aby mocno dokręcić śruby.
- 2.** Przymocuj oparcie do uchwytu za pomocą śrub z łbem M6 x 12 mm i podkładek M6 znajdujących się w zestawie elementów mocujących. Użyj klucza imbusowego 4 mm, aby dokręcić śruby. Jest to dodatkowa instrukcja instalacji. Pełne informacje i ostrzeżenia znajdują się w Instrukcji obsługi podparcia pleców dostarczonej wraz ze stojącym uchwytem adaptera Powerchair. **UWAGA:** To nie jest certyfikowane zderzeniowo i dlatego nie powinno być używane do celów transportowych.

## Français

Instructions de montage:

- 1a.** Quantum TRU-Balance 3 (TB3): Fixez le support à la plaque arrière du Quantum TB3 à l'aide de vis à tête fraisée M6 x 16 mm et d'entretoises 5 mm fournies dans le kit de fixation. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm pour serrer fermement les vis.
- 1b.** Sedeo Pro : Fixez le support à l'adaptateur arrière fixe J3 Pro à l'aide de vis à tête fraisée M6 x 16 mm et d'entretoises 5 mm fournies dans le kit de fixation. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm pour serrer fermement les vis.
- 2.** Fixez le support arrière au support à l'aide des vis à bouton M6 x 12 mm et des rondelles M6 fournies dans le kit de fixation. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm pour serrer les vis. Il s'agit d'un guide d'installation supplémentaire. Pour obtenir des informations complètes et des avertissements, reportez-vous au manuel d'utilisation du support dorsal fourni avec votre support d'adaptateur pour fauteuil roulant debout. **ATTENTION :** Ceci n'est pas certifié en cas de collision et ne doit donc pas être utilisé à des fins de transport.

## Português

Instruções de montagem:

- 1a.** Quantum TRU-Balance 3 (TB3): Fixe a montagem à placa traseira do Quantum TB3 usando parafusos escareados M6 x 16 mm e espaçadores 5 mm fornecidos no kit de fixação. Use uma chave sextavada de 4 mm para apertar firmemente os parafusos.
- 1b.** Sedeo Pro: Fixe a montagem ao J3 Fixed Back Adapter Pro usando parafusos escareados M6 x 16mm e espaçadores 5mm fornecidos no kit de fixação. Use uma chave sextavada de 4 mm para apertar firmemente os parafusos.
- 2.** Fixe o suporte traseiro ao suporte usando parafusos de botão M6 x 12 mm e arruelas M6 fornecidas no kit de fixação. Use uma chave sextavada de 4 mm para apertar os parafusos. Este é um guia de instalação suplementar, para obter informações completas e avisos, consulte o Manual do usuário do suporte para as costas fornecido com o suporte do adaptador de cadeira elétrica de pé. **CUIDADO:** Não é certificado contra colisão e, portanto, não deve ser usado para usos de transporte.

## Deutsch

Montageanleitungen:

- 1a.** Quantum TRU-Balance 3 (TB3): Bevestig de montage aan de Quantum TB3-achterplaat met behulp van M6 x 16 mm verzonken schroeven en 5 mm afstandhouders die zijn meegeleverd in de bevestigingsset. Gebruik een inbussleutel van 4 mm om de schroeven stevig vast te draaien.
- 1b.** Sedeo Pro: bevestig de montage aan de J3 Fixed Back Adapter Pro met behulp van M6 x 16 mm verzonken schroeven en 5 mm afstandhouders die in de bevestigingsset worden geleverd. Gebruik een inbussleutel van 4 mm om de schroeven stevig vast te draaien.
- 2.** Bevestig de rugleuning aan de montage met behulp van M6 x 12 mm knopschroeven en M6 ringen die in de bevestigingsset worden geleverd. Gebruik een inbussleutel van 4 mm om de schroeven vast te draaien. Dit is een aanvullende installatiegids. Raadpleeg voor volledige informatie en waarschuwingen de gebruikershandleiding voor de rugleuning die bij uw staande elektrische rolstoeladapterbevestiging is geleverd. **LET OP:** Dit is niet crash-gecertificeerd en mag daarom niet worden gebruikt voor transportdoeleinden.

Spex Ltd

solutions@spexseating.com

32 Detroit Drive, Rolleston 7675, New Zealand

Call +643 307 9790 Fax +643 307 2820

www.spexseating.com

Manual: PowerReclineMount20221026