

Jay J2™ Cushion

The JAY® J2™ is a pre-contoured foam cushion that features a JAY® Flow™ fluid tripad for superior skin protection and an easy to modify base with optional positioning components for optimal stability.

COMMON CLIENT CHARACTERISTICS

- May be at high risk of skin breakdown
- May not be able to perform independent weight shifts
- May have changing postural needs over time
- May have aggressive positioning needs
- May be in a wheelchair for extended periods of time
- May experience weight loss



J2 Rating Scale	
Side-to-Side Stability	4
Forward Stability	3
Pressure Management	4.5

Component	Feature	Design Intent	Clinical Value
BASE	Pre-contoured structural closed cell foam	Provides lateral and forward stability that is easy to modify	Encourages orthopedic alignment, increases sitting tolerance and accommodates changing user needs
	Extensive variety of positioning components (through JAY Box of Accessories or JAY Your Way)	Provides optimal stability	Encourages orthopedic alignment and accommodates individual user needs
INSERT	JAY® Flow™ fluid tripad 2" fluid immersion	Consistently ensures proper fluid placement by reducing fluid migration	Reduces risk of skin breakdown
INNER COVER	Stretch outer cover	Reduces surface tension	Promotes proper immersion and reduces risk of skin breakdown
COVER	AirExchange™ outer cover	Dissipates heat and moisture	Reduces risk of skin breakdown
	Incontinence outer cover	Protects foam base from moisture build-up	Helps with incontinence management

Technical Specifications	
Waterlow	20+
Width Range	14" to 24"
Depth Range	14" to 20"
Weight	2.5kgs (16"x16")
Height	2.5"
Weight Capacity	12" to 21" = 136kgs + 22" = 227kgs
JAY Your Way Modifications Avail.	Yes
Positioning	Yes

		WIDTH												
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	24"
DEPTH	12"	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
	13"	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
	14"	JYW	JYW	●	JYW	●	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
	15"	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
	16"	JYW	JYW	JYW	JYW	●	JYW	●	JYW	●	JYW	JYW	JYW	JYW
	17"	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	●	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
	18"	JYW	JYW	JYW	JYW	●	JYW	●	JYW	●	JYW	JYW	JYW	JYW
	19"	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
	20"	N/A	N/A	JYW	JYW	JYW	JYW	●	JYW	●	JYW	JYW	JYW	●
	21"	N/A	N/A	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
	22"	N/A	N/A	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
	23"	N/A	N/A	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW
24"	N/A	N/A	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	JYW	

● Standard size available JYW Size available through JAY Your Way N/A Size not available